




БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ



БАНДАЖ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ


(Украинское производство)

Послеоперационный бандаж применяется в период реабилитации после полостных операций, в том числе родов и кесарева сечения. Бандаж предназначен для поддержки стенок живота, предотвращения расхождения швов, стяжки краев раны, таким образом, способствуя более быстрому заживлению раны после хирургического вмешательства.

Бандаж изготовлен из материала с высоким содержанием хлопка, что делает его приятным на ощупь и не вызывающим раздражений, а также позволяет коже дышать.

Конструкция изделия в форме трапеции делает его универсальным - бандаж подходит как для женской фигуры, так и для мужской - и дает ему возможность плотно прилегать к телу.

Широкая застежка позволяет удобно регулировать размер и применять бандаж на разных этапах послеоперационного периода.



Размер №	1	2	3	4	5	6	7	8
Окружность талии, см	60-67	67-75	75-81	81-87	87-98	98-109	109-120	120-137
Окружность бедер, см	86-95	95-101	101-107	107-113	113-119	119-128	128-137	137-145
Код Мориона	408677	408678	408679	408680	408681	408682	408683	408684

Схема надевания:

1. примите горизонтальное положение тела, лицом вверх;
2. застежки "велкро" размещаются впереди по центру живота;
3. зафиксируйте застежку плотно к телу, создавая необходимую компрессию.



Назначение:

- ранний послеоперационный период после вмешательств в брюшную полость;
- слабость брюшной стенки, расхождение мышц живота;
- тупые и острые травмы живота и поясничной области;
- занятия сезонными полевыми работами;
- работа, требующая поднятия тяжестей (грузчики, спортсмены);
- состояния, когда необходимо втягивание живота.

Преимущества:

1. Изготовлен с использованием хлопка.
2. Анатомическая форма.
3. Широкая застежка.
4. Разработан в соответствии с рекомендациями врачей.
5. Сделано в Украине.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**